附件1

公开挂网征询产品清单

序号	需求科室	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价 时间
1	神经内科	酒精消毒棉片	 消毒剂为浓液70%-75%的酒精; 产品由无纺布和消毒剂组成; 杀菌率≥99.9%。 	片	2024年6月3日9时 至9时30分
2	检验医学中心	一次性使用微量采 血吸管	 采血量少, 20 μL; 有定量刻度, 20 μL。 	支	2024年6月3日9时 至9时30分
3	检验医学中心		1. 胶体金法、常温保存; 2. 最低检测限: 25mIU/m1; 3. 双抗体夹心一步法技术。	盒	2024年6月3日9时 至9时30分
4	神经外科	硬膜补片	1. 规格型号70-90mm 2. 用法: 免缝合; 3. 材质: 牛跟腱胶原蛋白。	片	2024年6月3日9时 至9时30分
5	肾内科	血液透析粉	1. 稀释比(A: B: 水) 1: 1. 225: 32. 775; 2. 无致热源; 3. 微生物限度符合国家规定,行业标准YY 0598-2015;	人份	2024年6月3日9时 至9时30分
6	妇产科	含铜官腔型官内节 育器	1. 宫腔闭合结构; 2. 铜表面积标称值(cm²); 3. 含量99. 99%的铜丝螺旋管。	*	2024年6月3日9时 至9时30分
7	心内科	电生理电极导管 (四级)	1. 报名品牌为集采中心产品; 2. 球形头端设计; 3. 铂铱合金以及高分子聚合物材质; 4. 四级导管; 5. 固定弯。	支	2024年6月3日9时 至9时30分
8	耳鼻喉科	气管套管	1. 普通型管径9-11mm, 短型10-12mm; 2. 由内管、外管、锁止销、锁止帽、底板、垫片、管芯组成; 3. 不锈钢制造和纯钛材料制透 ,耐腐蚀性能应按YY/T0149-2006中沸水实验,应不低于b级要求。	套	2024年6月3日9时 至9时30分

9	心血管外科	心外科生物补片	1. 适用于心外科房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包修复; 2. 精选牛心包材质,采用独特的生物组织分子的交联技术; 3. 规格:不小于1cmx1cm、不大于10cmx12cm尺寸。	片	2024年6月3日9时 至9时30分
10	妇产科	取卵液	1. 功能用途: 取卵液是取卵术中卵母细胞获取、保存并清洗的必需试剂 , 该产品减少卵母细胞的外应激损害, 维持卵母细胞稳定性; 2. 产品戌分全面, 主要采用MOPS 缓冲体系或HEPES缓冲体系。	盒	2024年6月4日9时 至9时30分
11	眼科	可吸收性外科缝线	1. 带有不锈钢缝合针; 2. 多股(8-0); 3. 缝合针针型为铲针; 4. 适用于眼科缝合结膜。	根	2024年6月4日9时 至9时30分
12	眼科	可吸收性外科缝线	 编织制成,多股(6-0); 带有不锈钢缝合针; 3.3.缝合针针型为铲针; 适用于眼科缝合巩膜。 	瓶	2024年6月4日9时 至9时30分
13	手术室	一次性使用手术电极	刀头4-10(cm)。	个	2024年6月4日9时 至9时30分
14	消化科	结扎装置	1. 单环结构; 2. 结扎环有1. 5cm-4. 0cm大小的; 3. 输送系统与结扎环无需预装; 4. 包括配套输送器。	套	2024年6月4日9时 至9时30分
15	消化科	可过活检孔道肠道 支架套装	1. 可过活检孔道,适用十二指肠、结肠; 2. 镍钛形状记忆合金丝材; 3. 置入器外径≤3. 33mm。	套	2024年6月4日9时 至9时30分
16	心内科	一次性使用血管内 成像导管	1. 能够搭配光学干涉断层成像系统(型号: ILUMIEN OPTIS, SN: 15801677); 2. 独立镜冲洗腔; 3. 独立导丝腔; 4. 连续自动校准	根	2024年6月4日9时 至9时30分

17	耳鼻喉科	球囊扩张导管	1. 产品可恢复咽鼓管通气及引流,平衡 鼓室内外压力,改善传导性听力损失, 治疗阻塞性咽鼓管功能障碍、泌性中耳 炎和复发性分泌中耳炎; 2. 一次性灭菌使用。	套	2024年6月4日9时 至9时30分
18	手术室	一次性使用手术衣	1. 采用超声波热合缝纫技术,表面整洁、无毛边、无破洞、无纤维飞扬物,袖口为针织罗纹设计、颈部有魔术贴; 2. 正面胸部和袖子部分为关键区,胸口内侧和衣袖侧有加强膜片; 3. 手术衣为SMS材质,克重≥35g,尺寸长130-140cm*140-150cm遮背式,灭菌且独立包装。	套	2024年6月4日9时 至9时30分