

公开挂网征询产品清单

序号	需求科室	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
1	血液病医学中心	CD10	荧光素PE，可适用于可适用于医院血液病医学中心 BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
2	血液病医学中心	CD117	荧光素mFlour450或V450或BV421，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
3	血液病医学中心	CD117	荧光素PE-cy7或PE-Cyanine7或PC7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
4	血液病医学中心	CD117	荧光素Percp 5.5/PerCP-Cyanine5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
5	血液病医学中心	CD11b	荧光素PerCP-Cyanine5.5或PC5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
6	血液病医学中心	CD11b	荧光素APC或iFluor 647，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细	人份	2024年11月27日8时30分至9
7	血液病医学中心	CD11c	荧光素APC或iFluor 647,可适用于医院血液病医学中心BD(碧迪)流式细胞仪CANTO-II和BC(贝克曼)10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
8	血液病医学中心	CD123	荧光素PE，可适用于可适用于医院血液病医学中心 BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
9	血液病医学中心	CD123	荧光素FITC或RB488-1，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
10	血液病医学中心	CD127	荧光素APC或iFluor647，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞	人份	2024年11月27日8时30分至9
11	血液病医学中心	CD13	荧光素ECD或PE-CF594，可适用于医院血液病医学中心 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
12	血液病医学中心	CD13	荧光素mFlour450或VioletFluor 421或RV421-1，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
13	血液病医学中心	CD13	荧光素PE或RB007-1，可适用于医院血液病医学中心 BD(碧迪)流式细胞仪CANTO-II和BC(贝克曼)10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
14	血液病医学中心	CD14	荧光素FITC或iFluor488,可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细	人份	2024年11月27日8时30分至9
15	血液病医学中心	CD14	荧光素APC-Alexa Flour 750或APC-Cyanine7或APC-CY7，可适用于可适用于医院血液病医学中心 BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
16	血液病医学中心	CD15	荧光素FITC，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
17	血液病医学中心	CD15	荧光素mFlour450或BV421或V450，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
18	血液病医学中心	CD16	荧光素PerCP-Cy5.5或PC5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式	人份	2024年11月27日8时30分至9
19	血液病医学中心	CD16	荧光素PE,可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
20	血液病医学中心	CD16	荧光素PE-cy7或PE-Cyanine7或PC7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
21	血液病医学中心	CD19	荧光素PerCP或PC5，可适用于可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
22	血液病医学中心	CD200	荧光素BV421或RV421-1，可适用于BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
23	血液病医学中心	CD23	荧光素APC-AR700或APC-iFluor700，可适用于BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
24	血液病医学中心	CD23	荧光素PE-cy7或PE-Cyanine7或PC7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
25	血液病医学中心	CD27	荧光素APC-iFluor700或APC-AR700，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
26	血液病医学中心	CD27	荧光素PE-Cy7或PC7,可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
27	血液病医学中心	CD28	荧光素FITC，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
28	血液病医学中心	CD3	荧光素Percp 5.5或PerCP-Cyanine5.5或PC5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
29	血液病医学中心	CD3	荧光素APC，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANYTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
30	血液病医学中心	CD3	荧光素Pacific Blue或mFlour450或BV421，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9

序号	需求科室	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
31	血液病医学中心	CD33	荧光素V450或mFlour450或BV421，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
32	血液病医学中心	CD33	荧光素PE，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
33	血液病医学中心	CD33	荧光素PE-Cy7或PC7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
34	血液病医学中心	CD33	荧光素PE-cf594或ECD或RB594-1，可适用于BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
35	血液病医学中心	CD34	荧光素PE，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
36	血液病医学中心	CD34	荧光素APC，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
37	血液病医学中心	CD36	荧光素FITC/iFluor™488，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
38	血液病医学中心	CD38	荧光素APC或iFluor647，可适用于医院血液医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
39	血液病医学中心	CD38	荧光素PerCP-Cyanine5.5或PC5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
40	血液病医学中心	CD38	荧光素APC-AR700或APC-Alexa Fluor 700或APC-iFluor700，可适用于BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
41	血液病医学中心	CD38	荧光素FITC或iFluor™488，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
42	血液病医学中心	CD4	荧光素PE，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
43	血液病医学中心	CD4	荧光素APC，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANYTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
44	血液病医学中心	CD4	荧光素APC-Alexa Flour 750或APC-Cyanine7或APC-CY7，可适用于可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
45	血液病医学中心	CD4	荧光素APC-AR700或APC-iFluor700，可适用于BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
46	血液病医学中心	CD41	荧光素PE，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
47	血液病医学中心	CD45	荧光素mFluor™540或Krome Orange，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
48	血液病医学中心	CD45	荧光素Percp 5.5或PerCP-Cyanine5.5或PC5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
49	血液病医学中心	CD45RA	荧光素ECD或PE-CF594，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
50	血液病医学中心	CD5	荧光素Percp5.5或PerCP-Cyanine5.5或PerCP-Cy5.5或PC5.5，可适用于医院血液医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
51	血液病医学中心	CD5	荧光素PE-cy7或PE-Cyanine7或PC7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
52	血液病医学中心	CD56	荧光素APC或iFluor 647，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
53	血液病医学中心	CD56	荧光素APC-AR700或APC-Alexa Fluor 700或APC-iFluor700，可适用于BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
54	血液病医学中心	CD56	荧光素ECD或PE-CF594，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
55	血液病医学中心	CD56	荧光素PC7或PE-Cyanine7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
56	血液病医学中心	CD57	荧光素FITC或iFluor™488，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
57	血液病医学中心	CD64	荧光素Percp 5.5/PerCP-Cyanine5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
58	血液病医学中心	CD64	荧光素PE，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
59	血液病医学中心	CD7	荧光素PE，可适用于可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
60	血液病医学中心	CD7	荧光素APC或iFluor 647，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
61	血液病医学中心	CD71	荧光素APC，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANYTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9
62	血液病医学中心	CD79a	荧光素PE-Cy7或PC7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9
63	血液病医学中心	CD79b	荧光素APC，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANYTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9

序号	需求科室	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
64	血液病医学中心	CD8	荧光素FITC，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
65	血液病医学中心	CD8	荧光素APC-Alexa Flour 750或APC-Cyanine7或APC-CY7，可适用于可适用于医院血液病医学中心 BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
66	血液病医学中心	CD8	荧光素PC7或PE-CY7，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9时
67	血液病医学中心	CD8	荧光素mFluor TM 540，可适用于医院血液病医学中心 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
68	血液病医学中心	CD8	荧光素Percp 5.5/PerCP-Cyanine5.5，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
69	血液病医学中心	CD81	荧光素mFlour450或BV421或V450，可适用于医院血液病医学中心BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
70	血液病医学中心	CD81	荧光素APC-iFuo TM r700或APC-AR700，可适用于BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
71	血液病医学中心	CD99	荧光素PE，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
72	血液病医学中心	FMC7	荧光素FITC/iFluo TM r488，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细	人份	2024年11月27日8时30分至9时
73	血液病医学中心	HLA-DR	荧光素FITC或iFluo TM r488,可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细	人份	2024年11月27日8时30分至9时
74	血液病医学中心	HLA-DR	荧光素PE-Cy7或PC7,可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9时
75	血液病医学中心	HLA-DR	荧光素ECD或PE-CF594,可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪	人份	2024年11月27日8时30分至9时
76	血液病医学中心	Kappa	荧光素FITC/iFluo TM r488，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细	人份	2024年11月27日8时30分至9时
77	血液病医学中心	Lambda	荧光素PE，可适用于BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时
78	血液病医学中心	MP0	荧光素FITC/iFluo TM r488，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细	人份	2024年11月27日8时30分至9时
79	血液病医学中心	sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒（流式荧光发光法）	1. 试剂盒检测sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1等可溶性炎症因子，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS； 2. 试剂盒内包含定量校准品，可选配质控品，具有二类注册	人份	2024年11月27日8时30分至9时
80	血液病医学中心	程序性死亡蛋白-1检测试剂盒（免疫荧光法）	1. 试剂盒包括组合抗体CD3/CD4/CD8/PD1，其荧光素可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS； 2. 试剂盒内包含定量校准品，可选配质控品，具有二类医疗器械注册证	人份	2024年11月27日8时30分至9时
81	血液病医学中心	破膜溶血剂	破膜溶血剂流式实验染色处理，可适用于医院血液病医学中心BD（碧迪）流式细胞仪CANTO-II和 BC（贝克曼）10色流式细胞仪NAIVOS	人份	2024年11月27日8时30分至9时